

- Simple > 簡単操作でTractographyの制作(3-steps)
- Multi-BG > CT、MRIt2等の補助画像を利用し抽出設定
- Multi-Select > 開始～複数通過域設定
- Extraction > 脳実質の自動抽出補助表示
- Multi-Index > FA、DAC等の多種係数の導出
- Export > STL、colorOBJ出力

① DTIホルダーの選択・読込

② Analysisボタンでテンソル化開始

③ SelectROIで開始・通過域設定  
Tractography抽出



ExternalBackground機能で  
2D部の背面をMRI t2、Ctで表示

### 付属機能:画像読込表示、位置合せ、抽出



MeVisLab販売・開発

株式会社マックスネット

〒164-0001 東京都中野区中野5-52-15-916

TEL 03-5318-6626 FAX 03-5318-6627

Email info@maxnt.co.jp URL http://www.maxnt.co.jp

Powered by MeVisLab

20191203